

Patienteninformation

BZ-Selbstkontrolle/Empfehlung zur Fehlervermeidung

Bei Blutentnahme

- Entnahmestelle reinigen (Messfinger mit Wasser abspülen und gut abtrocknen)
Essenreste, Schwitzen, Cremes können den Wert verfälschen
- Kein Desinfektionsmittel benutzen, Wert kann bis 30% nach oben verfälschen
- Blut nicht herauspressen (Gewebsflüssigkeit tritt mit aus)
- Darauf achten ,dass Blut vor dem Auftragen nicht geronnen ist

Bei Gerät und Teststreifen

- Auf richtige Code Nummer achten
- Optik hin und wieder kontrollieren, könnte verschmutzt sein
- Auf Verfallsdatum der Teststreifen achten (Verfallsdatum gilt nicht für angebrochene Packungen, bei Packungsanbruch Herstellerhinweis beachten)
- Teststreifen nicht offen stehen lassen (Teststreifen sind empfindlich gegen Luftfeuchtigkeit, nach 15 Min. offen stehen gelassen, Teststreifen verwerfen)
- Richtige Lagerung beachten
- Testfeld nicht berühren
- Darauf achten, dass der Sensorstreifen nicht geknickt ist

Bei Kontroll-Lösungen

- Kontrolle immer mischen
- Auf Verfalldatum der Kontroll-Lösungen achten
- Kontrolle nicht zu lange im Gebrauch haben
- Auf Deckelverschmutzung achten
- Erster Tropfen der Kontroll-Lösungen immer verwerfen

Hinweis:

Sollten Sie bei Ihrem BZ-Messgerät Unstimmigkeiten oder Fehler feststellen, wenden Sie sich bitte an uns!

Wir haben für Sie Geräte zum Austausch in der Praxis

Ihr Praxisteam